

**ООО НПП «МОНИТОР» - РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ**

Если у Вас еще нет электрокардиографов, мониторов и спирографов нашего производства, значит, Вы просто не знаете о нас!

**ЭК12Т-01-«Р-Д»**  
от 37.900 р.

**МИТАР -01-«Р-Д»**  
от 54.000 р.

**ЭК3Т-01-«Р-Д»**  
от 18.000 р.

**СМР-21/01-«Р-Д»**  
от 31.500 р.

Пишите на e-mail:  
mon@monitor-ltd.ru  
Звоните по телефонам:  
(863) 231-04-01,  
243-61-11, 243-63-77  
Смотрите на сайте:  
www.monitor-ltd.ru

*Для Вас действует скидка от 5%!*

**Ю.Б. Попов**, к.т.н., лауреат премии Совета Министров СССР, директор ООО НПП Монитор.

# Современные электрокардиографы отечественного производства

В линейку приборов, выпускаемых ООО «НПП «Монитор» входят электрокардиограф двенадцатиканальный ЭК12Т-01-«Р-Д» и электрокардиограф трехканальный ЭК3Т-01-«Р-Д».

Отечественными аналогами вышеуказанных приборов являются такие электрокардиографы как ЭК3Т-01 «Биос», Альтон 03, ЭК3Т-02 «АКСИОН», ЭК3ТЦ-04 – «АКСИОН», ЭК1Т-07 «АКСИОН».

**Преимущества электрокардиографов ЭК12Т-01 – «Р-Д» и ЭК3Т-01 – «Р-Д» над аналогами:**

- ЭК обеспечивает дополнительный съем 6 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых стандартных отведений и трех отведений ЭКГ по Нэбу, без необходимости закорачивать неиспользуемые электроды;
- наличие графического LCD дисплея позволяет просматривать ЭКГ;
- автоматический старт записи при обнаружении аритмии позволяет существенно экономить бумагу;

- наличие возможности автоматического анализа ЭКГ исключает рутинную работу по измерению амплитудно-временных параметров ЭКГ;
- регистрация RR – граммы позволяет наблюдать изменения ритма сердца;
- регистрация ЭКГ в режиме проб позволяет наглядно сравнивать ЭКГ до и после проведения проб;
- система вложенных меню позволяет легко управлять прибором.

Электрокардиограф ЭК12Т 01 – «Р-Д», кроме того, позволяет одновременно регистрировать по 6 отведений ЭКГ вдоль рулона бумаги или 12 отведений ЭКГ поперек рулона бумаги, что позволяет одновременно просматривать все отведения ЭКГ.

Также необходимо отметить, что на базе электрокардиографа ЭК12Т -01 – «Р-Д» специалистами ООО «НПП «Монитор» разработан комплекс для проведения нагрузочных проб.

# СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ

Удобно врачу и легко пациенту



## ХОЛТЕРОВСКИЙ МОНИТОР

МН-02-8

NEW



- Цветной графический экран
- Оснащение без компьютера
- Быстрая разгрузка
- Анализ работы ИВР

Отведений	3
Регистрация	24 - 72 часа
Питание	1 элемент ААА
Экран	34 * 27 мм
Разгрузка	менее 1 мин
Отметчик событий	наличие
Датчик активности	опционально
Датчик пневмограммы	опционально
Связь с компьютером	беспроводная
Карта памяти	съёмная 1 Гб
Вес с элементом питания	70 г

## СОВМЕСТНЫЙ АНАЛИЗ ЭКГ И АД

- 5 суток без подзарядки
- Беспроводная связь
- Сравнение исследований
- Анализ утренней динамики АД

## СУТОЧНЫЙ МОНИТОР АД

МК.АД-02

Метод регистрации АД	осциллометрический
Диапазон измерения ЧСС	40 - 200 уд/мин
Диапазон измерения АД	20 - 260 мм.рт.ст
Точность измерения АД	3 мм.рт.ст
Питание	2 элемента АА
Размер	133 x 70 x 24 мм
Масса	160 г



www.valenta.spb.ru



**Валента®**

ООО «Компания Нео»  
Производитель медицинского оборудования

Политехническая ул.22,  
Санкт-Петербург, Россия, 194021  
info@valenta.spb.ru

**(812) 556-9270 556-9128**